

HYDRA@BEAUTY™

CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC DA TOÀN DIỆN

Aqua Peel | Diamond Peel | Electroporation



HYDRA @ BEAUTY

Aqua Peel



Diamond Peel



Electroporation



HYDRA BEAUTY

Aqua peel / Diamond peel / Electroporation


Thiết bị chăm sóc da toàn diện với tay cầm làm sạch sâu bằng dung dịch, tay cầm mài mòn kim cương và tay cầm điện di đa cực. Toàn bộ quy trình phức tạp của chăm sóc da từ tẩy da chết và làm sạch ít kích ứng đến thẩm thấu và dưỡng ẩm đều có thể được thực hiện bởi công nghệ Hydrabeauty.

Kiểu tay cầm



Đầu tip & tay cầm Aqua

Dung dịch được đẩy ra ở đường dẫn trung tâm sau đó lan truyền qua các khe nhỏ trong khi tiếp xúc với bề mặt da, làm sạch các tạp chất và bụi bẩn bên trong lỗ chân lông rồi thải ra ngoài.



Nhỏ



Vừa



Nắp



Tay cầm điện di đa cực

- Dung dịch thẩm thấu sâu cho trẻ hóa da và dưỡng ẩm.
- 3 kiểu đèn LED.



Tay cầm mài mòn kim cương

- Loại bỏ da chết và các tạp chất nhờ sự kết hợp đầu mài mòn kim cương và lực hút chân không, giúp làn da mịn màng và trắng sáng hơn
- Cải thiện làn da rạn rỗ.
- Điều chỉnh cấp độ điều trị (từ mức 1 đến 10)



ES-10



ES-20



ES-30



★Tùy chọn
Cáp dành cho mặt nạ làm dịu da



Thành phần ★Tùy chọn

Dung dịch cho điều trị



Các dung dịch điều trị chuyên sâu có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng nhau giúp quá trình điều trị trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Dễ dàng thay thế và kết hợp với các sản phẩm khác trong các liệu trình điều trị.

BAO GỒM NHỮNG GÌ



CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO



HUẤN LUYỆN LIÊN TỤC



TIẾP THỊ TOÀN DIỆN



24/7 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG



HỖ TRỢ KỸ THUẬT



01 NĂM BẢO HÀNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Energy type	Vacuum / Electroporation / Diamond peeling		
Applicators	Aquacleansing	Diamond peeling	Electroporation
Cartridge	Small, Large, Cap	ES-10, ES-20, ES-30, E-40	
Vacuum pressure	700 mmHg		
Input Power	AC 100~240 V, 50 / 60 Hz		
Dimension (WxDxH)	344 x 435 x 1,060 (mm)		



Before



After



Before



After

HYDRA @ BEAUTY™

The Professional skin care system for perfect skin



Hydrabeauty Vietnam
Tel: 0901 258 368 E: info@agena.vn

@HydrabeautyVietnam



FM 710582

MD 660676